

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vysokofrekvenční radiofrekvence 350-750 kHz
- Výkon 360 W
- Emise: bipolární i monopolární
- Dotykový LCD display
- 4 radiofrekvenční uzemňovací (monopolární) elektrody dle typu patologie a velikosti ošetřované oblasti - svíčka do ruky, polokoule pro ruku, destička, speciální elektroda pro ošetření achilovky, trapézů a ramene.
- 3 handpiece pro plošnou aplikaci dle typu patologie a velikosti ošetřované oblasti
- Možnost použití samolepících monopolárních elektrod (uzemnění) pro dynamickou terapii
- Přenosný model pro sportovní kluby



NOVINKA: Nožní platforma pro dolní končetiny event. oblast beder nebo pro horní končetiny a ramena – svalová příprava, stretching, zvýšení hybnosti a pružnosti.

**EFEKTIVNÍ
TERAPIE**



BIOLOGICKÉ EFEKTY	INDIKACE, PATOLOGIE A PROBLÉMY
<p>ÚROVEŇ NÍZKÁ 0/30 BIOSTIMULACE ATERMIE</p> <p>Zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s vyšším odporem s lehkým zvýšením teploty v oblasti s nejvyšším odporem tkání.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bolestivé stavy • otoky a lymfatická nedostatečnost • záněty • akutní fáze traumatických patologií • čerstvé pooperační stavy • svalové léze v akutní fázi tendinitidy
<p>ÚROVEŇ STŘEDNÍ 30/60 VASKULARIZACE</p> <p>Další zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s nejvyšším odporem s vyšším nárůstem vnitřní teploty.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kontrakce • svalová aktivace a tonifikace • oběhová nedostatečnost • impingement syndromy
<p>ÚROVEŇ VYSOKÁ 60/100 HYPERAKTIVACE</p> <p>Výrazné zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s vyšším odporem, zvýšení teploty v oblasti s nejvyšším odporem, hloubková vazodilatace.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kloubní zatuhnutí / kapsulitida / adheze • tendinóza • chronické zánětlivé stavy • fibróza tkání /keloidní jizvy /lymfedém



MEDICI-H

Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7

Tel.: + 420 233 370 630

medici-h@medici-h.cz

www.medici-h.cz

MEDICI-H

VEGA

VYSOKOFREKVENČNÍ RADIOFREKVENCE PRO FYZIOTERAPEUTICKÉ A ORTOPEDICKÉ APLIKACE



INDIKACE VEGA:

- Cervikalgie
- Lumbalgie
- Ischialgie
- Tendinitida
- Léze vazů
- Šlachosvalové léze
- Hematomy
- Svalová spasma
- Degenerativní artróza
- Revmatická artritida
- Plantární fasciitida
- Svalová regenerace
- Urychlení pórůrazové rehabilitace
- Kombinace s měkkými technikami
- Příprava svalů před sportovním výkonem



HLAVNÍ EFEKTY VEGA

- okamžitý analgetický efekt působením na nervová zakončení
- funkční stimulace periferního oběhu zvýšením endogenní teploty
- drenáž
- biostimulace



Ošetření je dynamického charakteru a často v kombinaci s osvědčenými manuálními technikami, jejichž účinnost se díky této technologii maximalizuje.

VEGA VE VRCHOLOVÉM SPORTU

Příprava svalů před výkonem

Při lepším okysličení jsou svaly více elastické a rychleji reagují, dochází ke zlepšení atletického výkonu.

Zvýšení výkonnosti

Lepší kapilární prokrvení umožňuje zapojení vyššího počtu svalových vláken s výrazným zvýšením svalového výkonu.

Dekontrakce

Navrácení rovnováhy a elasticity svalů relaxací tkání. Je prevencí svalových poranění.

Odstranění svalové únavy

Zvýšení krevního a lymfatického oběhu napomáhá odplavení kyseliny mléčné. Dochází ke včasné eliminaci toxinů a znovuobnovení síly a výkonnosti svalové hmoty.

PROČ PŘÁVĚ OŠETŘENÍ VEGA?

- Bezpečné
- Rychlé
- Bezbolestné
- Výborné výsledky
- Bez vedlejších účinků

