

Technické parametry:

- Patentovaná frakční technologie s CO₂ Mikropotem *MiXto SX*
- Vlnová délka: 10660 nm
- Výkon laseru: 30W
- *V-Lase* – software a titanový handpiece
- Pracovní režim: CW, Superpuls, Pulsní
- Frakční i klasický režim se skenerem
- Režim operačního laseru
- Počítačově řízený skener („Z“ random)
- Způsob emise kontinuální/pulzní
- Spot skeneru 300/180μ
- Regulovatelná velikost a hustota pokrytí skeneru
- Dotykový ovládací LCD panel
- Kloubovitě samovyvažovací rameno
- Regulovatelný vodící paprsek
- Paměť pro uložení operačních protokolů



MEDICI-H

Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7
Tel.: + 420 233 370 630
medici-h@medici-h.cz
www.medici-h.cz

V-Lase

CO₂ laser Slim Evolution II Pro
MiXto SX – V-Lase



Vaginální omlazení *V-Lase*

Žhavou novinkou v oblasti estetické gynekologie je nejen využití CO₂ laseru *V-Lase* pro ošetření atrofických změn pochvy, ale také řešení stresové inkontinence a prolapsu dělohy po porodu.

Frakční CO₂ vaginální omlazení patentovanou technologií „*CW CHOPED*“.

Uvolnění poševních stěn po vaginálním porodu nebo v období kolem menopauzy postihuje velké procento ženské populace všech věkových kategorií.



S touto problematikou je spojeno zvětšení vnitřního průměru pochvy, což může způsobit horší kontakt s partnerem při pohlavním styku a tím i pokles sexuálního uspokojení pro ženu i jejího partnera.

Výsledkem bezbolestného laserového zákroku *V-Lase* je zúžení a zpevnění této oblasti.

Špičkový kompaktní operační frakční CO₂ laser poslední generace pro chirurgické a estetické aplikace.

Ošetření *V-Lase* je účinné i při léčbě lehčí až střední formy stresové inkontinence, kdy se kromě ošetření pochvy celkově, cíleně zaměřuje laserový paprsek na oblast pod močovou trubici a močový měchýř. Remodelace a novotvorba kolagenu v této oblasti zpevní právě nejvíce namáhanou oblast uzávěru močového měchýře.



V-Lase - efektivní léčba nedostatečné vaginální sekrece, svědění, posunů hodnot PH (v perimenopauze).

Na rozdíl od doposud používaných operativních technik je zákrok CO₂ laserem *V-Lase* rychlý, jednoduchý, bezbolestný a nevyžaduje téměř žádnou rekonvalescenci.

Další možnosti využití CO₂ laseru *Slim Evolution II Pro MiXto SX* : v gynekologické praxi:

- Odstranění kondylomat
- Laserová labioplastika
- Korekce jizev po císařském řezu nebo epiziotomii
- Terapie strijí



Další možnosti využití *MiXto* v estetické medicíně:

- Frakční resurfacing (omlazení pokožky obličeje, krku, dekoltu)
- Full face resurfacing (resurfacing se 100% pokrytím zóny)
- Laserový peeling pokožky
- Laserová blepharoplastika
- Odstranění chrápání
- Dermatochirurgie (kožní výrůstky, mateřská znaménka, bradavice)