

## Effetti Equtrasound:

- Vibrazione meccanica
- Diatermia
- Effeto cavitazionale
- Onda d'urto (indolore)



## Parametri tecnici:

- Ultrasuoni a bassa frequenza 32-39 kHz
- Manipolo Ø 50mm/19,6cm<sup>2</sup>
- Display LCD
- 5 manipoli

# argea



**Argilla con oli essenziali con azione antinfiammatoria, anti-edema**  
**ARGEA**

Impacco occlusivo di ARGEA accelera significativamente la guarigione, riduce il gonfiore e il dolore.

## Quando utilizzare ARGEA?

- tendinopatia infiammatoria
- trauma articolari (distorsioni)
- trauma dei tendini, dei legamenti, dei muscoli
- effetto antalgico in presenza di osteoartrite, con aumento della mobilità articolare
- defaticamento e rigenerazione muscolare
- contusioni
- ematoma
- edema



# MEDICI-H

Gerstnerova 5 -Prague 7-Czech  
Tel.: + 420 233 370 630  
medici-h@medici-h.cz  
www.medici-h.cz

# EQultrasound

Efficace terapia per i cavalli sportivi e cavalli da corsa




## Orphée des Blins

Per tre volte vincitrice del GP di Pardubice

## Rigenerazione e recupero muscolare

EQultrasound accelera la rigenerazione muscolare, riduce le contratture muscolari e stimola la eliminazione dell'acido lattico.



## L'effetto antalgico

Sollievo dal dolore immediato, senza effetti collaterali.



## Preparazione e potenziamento muscolare

La migliore ossigenazione rende i muscoli più elastici e reattivi, per un gesto atletico più ampio e forte. La migliore capillarizzazione del muscolo induce un aumento del reclutamento di fibre, che si traduce nell'aumento della potenza muscolare.



## Trattamento delle patologie acute e croniche:

- Lesioni traumatiche acute (tendini, legamenti,)
- Lesioni traumatiche delle articolazione
- Distrazioni muscolari
- Contrazioni e spasmi muscolari
- Riduzione dell'edema
- Ematomi freschi e calcificati
- Tendinopatie
- Microfratture
- Calcificazioni ed ossificazioni
- Dolori della schiena
- Mialgia cervicale
- Atrofia muscolare
- Tessuti fibrotici e cicatriziali
- Lesioni del legamento sospensore
- Lesioni del flessore digitale superficiale
- Periartrite e artrosi degenerativa
- Riabilitazione post artroscopica

## Perché scegliere il trattamento con EQultrasound?

- Sicuro
- Veloce
- Non invasivo
- Indolore
- Ottimi risultati
- Ampio spettro dell'utilizzo
- Senza effetti collaterali
- Accelera i processi autoriparatori
- Dispositivo portatile

