


UKÁZKY OŠETŘENÍ



VEGA/EQ PARAMETRY

ÚROVEŇ	BIOLOGICKÉ EFEKTY	INDIKACE, PATOLOGIE A PROBLÉMY
NÍZKÁ 0/30 BIOSTIMULACE	Zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s vyšším odporem s lehkým zvýšením teploty v oblasti s nejvyšším odporem	- otoky a lymfatická nedostatečnost - záněty - akutní fáze traumatických patologií
STŘEDNÍ 30/60 VASKULARIZACE	Další zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s nejvyšším odporem s vyšším nárůstem vnitřní teploty	- svalové kontrakce - svalová aktivace a tonifikace - oběhová nedostatečnost
VYSOKÁ 60/100 HYPERAKTIVACE	Výrazné zvýšení koncentrace nábojů ve tkáních s vyšším odporem, zvýšení teploty v oblasti s nejvyšším odporem, hloubková vazodilatace	- kloubní ztuhnutí, adheze - chronické zánětlivé stavy - poškození šlach a svalů



MEDICI-H

Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7

Tel.: + 420 233 370 630

medici-h@medici-h.cz

www.medici-h.cz

VEGAEQ

VYSOKOFREKVENČNÍ RADIOFREKVENCE PRO FYZIOTERAPEUTICKÉ A ORTOPEDICKÉ APLIKACE




MEDICI-H

VEGA/EQ

VEGA/EQ systém pracuje na bázi přenosu biokompatibilní energie do postižených tkání s následným průnikem tzv. pohybových proudů. VEGA/EQ obnovuje tkáňovou fyziologii prostřednictvím hloubkové hypertermie a zvýšením energetického potenciálu buněk ošetřované tkáně.

VEGA/EQ zaručuje ošetření v minimálním čase s okamžitým a dlouhodobým efektem. VEGA pracuje na principech stimulace a posílení hojivých procesů tkání.

VEGA/EQ výrazně zvyšuje účinnost ošetření EQultrasound a snižuje počet nutných ošetření.




3 hlavní efekty VEGA/EQ:

- Okamžitý analgetický efekt působením na nervová zakončení
- Drenáž
- Funkční stimulace periferního oběhu zvýšením endogenní teploty



Využití technologie RF („TECAR“):

- poškození šlach a vazů
- redukce otoků
- traumata a zánětlivé stavy mezikostního svalu
- poranění povrchového ohýbače prstů
- pooperační rehabilitace
- preventivní ošetření před výkonem
- svalová příprava před výkonem



Příprava svalů

Při lepším okysličení jsou svaly více elastické a rychleji reagují – zvýšení atletického výkonu.

Zvýšení výkonnosti

Lepší kapilární prokrvení svalu umožňuje zapojení vyššího počtu vláken s výrazným zvýšením svalového výkonu.

Dekontrakce

Navrácení rovnováhy a elasticity svalů relaxací tkání. Je prevencí natažení či ruptur svalů.

